FTIR-SPEKTROMETRIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
SAVUKAASUJEN JATKUVATOIMISISSA PITOISUUSMITTAUKSISSA

Jarmo <u>Rantanen</u>

pro gradu -tutkielma Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 1988

ALKUSANAT

Tämä tutkimus tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kotimaisten polttoaineiden laboratoriossa talvella 1987-88.

Haluan kiittää useita henkilöitä, jotka ovat eri tavoin auttaneet tämän työn tekemisessä. Tutkijat Martti Aho ja Veli Linna ovat monin eri tavoin vaikuttaneet ja ohjanneet työn edistymistä. Lisäksi olen saanut mittausten aikana apua useilta laboratorion henkilökuntaan kuuluvalta.

Fysiikan laitokselta haluan kiittää professori Kalevi Vallia, joka suostui tarkistamaan tutkielman kirjallisen osuuden.

TIIVISTELMÄ

Tämä työ liittyy polttotekniikan tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä polttomenetelmiä. Työn tarkoituksena oli kehittää Fouriermuunnos-infrapunaspektrometri (FTIR-spektrometri) savukaasukomponenttien jatkuvatoimisiin pitoisuusmittauksiin sopivaksi. Samalla haluttiin saada selville mitä yhdisteitä FTIR-spektroskopian menetelmillä savukaasusta voidaan käytännössä mitata ja mitä suuruusluokkaa ovat havaintorajat.

FTIR-spektrometrit voivat mitata infrapunaspektrin jopa sekunnin murto-osassa, joten spektrometrin tietokoneelle laadittiin ohjelma, joka mittaa useita spektrejä peräkkäin. Lisäksi käytettävissä oli CIRCOM-ohjelma, joka annettujen standardispektrien ja tunnettujen pitoisuuksien avulla laskee tuntemattomista näytteistä pitoisuudet. Näin spektrometristä saatiin jatkuvatoiminen analysaattori useille kaasuille.

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO	1
2. INFRAPUNASPEKTROSKOPIA	3
2.1. Kaksiatomisten molekyylien rotaatio-	
vibraatiospektrit	4
2.1.1. Harmoninen värähtelijä	5
2.1.2. Epäharmoninen värähtelijä	6
2.1.3. Jäykän pyörijän malli	7
2.1.4. Ei-jäykän pyörijän malli	8
2.1.5. Pyörimis-värähtelytilojen energia	8
2.2. Moniatomiset molekyylit	9
3. ABSORPTIOLAIT	10
4. LAITTEISTO	11
4.1. FTIR-spektrometri	11
4.2. Kyvetit	16
4.3. CIRCOM-ohjelma	18
4.4. Polttolaitteet	19
5. MITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET	19
5.1. Kalibrointispektrit	20
5.2. Mittaukset 10 cm:n kyvetillä	23
5.3. Mittaukset termovaa'asta 20 metrin	
kyvetillä	25
5.4. Mittaukset pölyvirtausuunista	
20 metrin kyvetillä	28
6. TYÖN, LAITTEISTON JA MITTAUSTEN TARKASTELUA	33
6.1. Havaintorajat	34
6.2. CIRCOM-ohjelma ja kalibrointispektrit	36
6.3. Mittauksista	39
7. YHTEENVETO	40
•	
LÄHDEKIRJALLISUUTTA	41
SYMBOLILUETTELO	43
I.T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	45

1. JOHDANTO

Infrapunaspektroskopia on eräs analytiikan yleisimpiä ja käyttökelpoisimpia apuvälineitä. Tämä johtuu siitä, että infrapunaspektrin (IR-spektrin) sisältämä tietomäärä on suuri ja yksikäsitteisesti yhdistettävissä tutkittavan yhdisteen molekyylirakenteeseen. IR-spektri voidaan periaatteessa mitata mille tahansa näytteelle.

IR-spektroskopian käyttö on kuitenkin vähentynyt muiden mittalaitteiden kehittyessä. Fourier-muunnos-infrapunaspektrometrin (FTIR-spektrometrin) kehittyminen viime vuosina merkitsee infrapunaspektroskopian käyttömahdollisuuksien lisääntymistä uudelleen. FTIR on lyhenne sanoista Fourier Transform Infra Red. FTIR-spektrometrin toimintaperiaate mahdollistaa monia sellaisia mittausmenetelmiä, jotka perinteisellä dispersiivisellä spektrometrillä ovat joko erittäin hankalia tai mahdottomia suorittaa. Tässä työssä FTIR-spektrometriä käytettiin kaasuanalyysissä, jolloin merkittävä parannus dispersiiviseen spektrometriin verrattuna oli kaasujen mittaaminen jatkuvatoimisesti.

Puuta, kivihiiltä, öljyä, maakaasua ja turvetta polttavan voimalaitoksen savukaasu koostuu pääosin typestä, hiilidioksidista, vesihöyrystä ja hapesta. Pieninä pitoisuuksina esiin-

tyy mm. hiilimonoksidia, rikin ja typen oksideja, hiilivetyjä sekä happea sisältäviä yhdisteitä (formaldehydit). Osalle näistä yhdisteistä löytyy markkinoilta jatkuvatoimisia analysaattoreita, mutta esim. HCN on yhdiste, jonka pitoisuutta ei ole pystytty jatkuvatoimisesti määrittämään. Suuren jatkuvatoimisten analysaattoreiden määrän hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat korkeat.

Pitoisuusmittauksissa käytetty CIRCOM-ohjelma suorittaa kvantitatiivisen aineanalyysin monimutkaisten materiaalien IR-spektreistä. Ohjelma hankittiin tutkimuksessa käytetyn FTIR-spektrometrin (Perkin-Elmer 1760) valmistajalta. Sen nimi tulee englannin kielisistä sanoista Computerized Infrared Characterization Of Materials.

Infrapunaspektroskopiassa käsitellään molekyylivärähdyksiä (vibraatioita) ja rotaatioita. Infrapunasäteily syntyy, kun molekyylit siirtyvät termisesti viritetystä molekyylille ominaisesta värähdys- tai rotaatiotilasta johonkin alempaan tilaan. Muutos tapahtuu yleensä sekä vibraatio- että rotaatio- energiatilassa: $E_2-E_1=\Delta E_V+\Delta E_r$. Siirryttäessä energiatilasta toiseen on siirtymään liittyvä energia kvantittunutta.

Luvussa 2 on kaksiatomisten molekyylien rakennetta tarkasteltu siten, että esitetään teoreettiset mallit, jotka selittävät rotaatio-vibraatiospektrin. Tärkeimpiä absorptiolakeja ja absorptiota kuvaavia suureita tarkastellaan luvussa 3. Luvussa 4 on tarkasteltu FTIR-spektrometriä ja muuta laitteistoa. Suoritetut mittaukset ja niiden tuloksia esitetään luvussa 5. Työn, laitteiston ja mittausten tarkastelua on luvussa 6. Luvussa 6 on esitetty myös suuruusluokka-arviot havaintora-joista.

2. INFRAPUNA-SPEKTROSKOPIA

Infrapuna-alue käsittää aallonpituusalueen 0,8 μ m - 1 mm, joka on näkyvän valon alueesta pitkäaaltoisempaan päin. Aallonpituuden sijasta IR-spektrometriassa käytetään yleensä aaltolukuja $V=1/\lambda$; aaltoluvun yksikkö on cm⁻¹. Aluetta 0,8-2 m eli 13000-5000 cm⁻¹ kutsutaan lähi-infrapuna-alueeksi ja alue 20 μ m:stä pitkäaaltoisempaan päin on kaukoinfrapunan alue. Eniten käytetty IR-alue 2-20 μ m eli 5000-500 cm⁻¹ on keski-infrapuna-alue. Useiden infrapunaspektrometrien alue ulottuu vain 4000 cm⁻¹:iin, sillä tämän rajan yläpuolella ei ole perusvärähdysvöitä.

Molekyylispektrillä tarkoitetaan ensi sijassa viritettyjen molekyylien lähettämää ns. vyöspektriä erotuksena atomien lähettämästä viivaspektristä. Vyöspektri on koostunut toisiaan lähekkäin olevien viivojen muodostamista vöistä. Jokainen viiva vastaa tiettyä säteilyssä syntyvää aallonpituutta. Keski-infrapuna-alueessa havaitaan erillisten viivaryhmien muodostamia spektrejä, joita kutsutaan rotaatio-vibraatio-spektreiksi.

Viivojen sijainti eli aaltoluku on laskettavissa, jos tunnetaan niitä tiloja vastaavat energiat, joiden välisessä muutoksessa säteily syntyy. Molekyylin kokonaisenergia E jakautuu kolmeen erilliseen osaan: elektroniverhon $E_{\rm e}$, ytimien värähdysliikkeen $E_{\rm v}$ ja koko molekyylin pyörimisliikkeen energiaan $E_{\rm r}$. Kaikki nämä energiamuodot ovat kvantittuneet samoin kuin yksityisen atomin kokonaisenergia. Molekyylin kokonaisenergia on likimain näiden energiatekijöiden summa eli

$$E = E_e + E_v + E_r \tag{1}$$

Spektrissä havaittavan viivan aaltoluku saadaan Bohrin frekvenssiehdosta eli

$$hcv = (E'_e - E''_e) + (E'_v - E''_v) + (E'_r - E''_r)$$

$$= \Delta E_e + \Delta E_v + \Delta E_r , \qquad (2)$$

missä ylemmän energiatilan suureita merkitään yhdellä pilkulla ja alemman energiatilan suureita kahdella pilkulla.

Elektroniset energiamuutokset ovat suurimmat ja pyörimisliikkeen pienimmät. Kaksiatomisille molekyyleille on likimäärin $E_e:E_v:E_r\approx 10^4:10^2:1$. Elektroniset energian muutokset määräävät vyöryhmän paikan spektrissä. Värähtelyn synnyttämät energian muutokset antavat puolestaan yksittäisen vyön aseman vyöryhmässä ja pyörimisenergian muutokset lopulta yksittäisen vyön hienorakenteen. Infrapunaisessa spektrin osassa havaittavat viivasarjat johtuvat vibraatio- ja rotaatioenergian samanaikaisesta muuttumisesta. Laajemmat esitykset infrapunaspektroskopiasta löytyy mm. lähteistä [He50], [He45], [He66], [Bi69] ja [Ba66].

2.1. Kaksiatomisten molekyylien rotaatio-vibraatiospektrit

Molekyylispektrien teoreettinen käsittely perustuu suurelta osalta kvanttimekaniikkaan. Kaksiatomisten molekyylien infrapuna-absorptiospektrien tulkitsemiseen on käytettävä kahta teoreettista mallia. Atomit värähtelevät toistensa suhteen ydinten välistä yhdyssuoraa pitkin, ja toisaalta koko molekyyli pyörii painopisteen kautta kulkevan akselin ympäri, joka on kohtisuorassa atomien välistä oletettua yhdyssuoraa vastaan. Kun nämä kaksi liikettä otetaan huomiton, saadaan kaksiatomisten molekyylien rotaatio-vibraatiospektrit varsin hyvin tulkituiksi.

Infrapuna-absorptiospektrin edellytyksenä on molekyylin värähtelevän sähköisen dipolimomentin ja fotonin värähtelevän sähköisen kenttävektorin välinen vuorovaikutus. Tämä merkitsee

sitä, että molekyylin dipolimomentin on muututtava värähdyksen aikana. Koska molekyyleillä, joissa on kaksi identtistä atomia (esim. H_2 , O_2 , N_2), sähköinen dipolimomentti on nolla, niin eri vibraatiotilojen välillä ei esiinny siirtymiä ydinten välisen etäisyyden muuttuessa.

2.1.1. Harmoninen värähtelijä

Harmoninen värähtelijä on yksinkertaisin malli, jolla voidaan kuvata kaksiatomisen molekyylin värähtelyä. Mallissa oletetaan ydinten olevan toistensa suhteen harmonisessa likkeessä eli ydinten välinen etäisyys muuttuu ajan suhteen kuten sinifunktio. Ydinten liike on muunnettavissa yhden hiukkasen harmoniseksi liikkeeksi, jolloin ratkaisemalla vastaava yhden hiukkasen Schrödingerin yhtälö saadaan kaksiatomisen molekyylin värähtelytilat:

$$E(v) = h\nu_{kl}(v+\frac{1}{2})$$
(3)

Lausekkeessa värähdyskvanttiluku v saa kokonaislukuarvot 0,1,2,... ja ν_{kl} on klassillinen värähtelytaajuus.

Kun värähtelyenergia lausutaan yksikössä cm⁻¹, lauseke (3) kirjoitetaan yleensä muodossa


$$G(v) = w(v + \frac{i}{2}), \qquad (4)$$

missä w on värähtelytaajuus yksikössä cm^{-1} .

Värähtelytilojen lausekkeesta (4) nähdään, että harmonisen värähtelijän energiatilojen väli säilyy samana. Alimman tilan energia ei ole nolla, vaan myös alimmalla tilalla molekyyli värähtelee.

2.1.2. Epäharmoninen värähtelijä

Harmonisessa värähtelijässä ydinten välinen potentiaalienergia on verrannollinen ydinten etäisyyden neliöön, joten potentiaalienergiakäyrä on parabeli. Todellisuudessa on atomien välillä vallitseva voima epäharmoninen, joten potentiaalienergiakäyrää approksimoi kuvan 1 mukainen käyrä, jonka minimi vastaa tasapainoasemaa.



Kuva 1: Kaksiatomisen molekyylin potentiaalienergia ydinten välimatkan funktiona. [He50]

Kuvasta nähdään, että lähellä tasapainoetäisyyttä harmoninen värähtelijä kuvaa molekyylin potentiaalienergiaa hyvin, mutta ydinten etäisyyden kasvaessa yhteensopivuus heikkenee selvästi. Parempi yhteensopivuus saadaan, kun harmonisen värähtelijän potentiaalienergian lausekkeeseen lisätään termejä, jotka ovat kolmatta tai korkeampaa astetta. Kun korjaustermejä lisätään pieninä häiriöinä harmonisen värähtelijän Schrödingerin yhtälöön, uudeksi värähtelyenergian lausekkeeksi saadaan

$$G(v) = w_e(v + \frac{1}{2}) - w_e x_e(v + \frac{1}{2})^2 + w_e y_e(v + \frac{1}{2})^3 + \dots$$
, (5)

missä vakioiden w_e , $w_e x_e$ ja $w_e y_e$ merkintä ja etumerkkien valinta seuraa vakiintunutta käytäntöä. Vakioiden itseisarvo pienenee hyvin nopeasti asteluvun kasvaessa, ja $w_e y_e$ on jo

yleensä häviävän pieni. Vakio $w_e x_e$ on lähes aina positiivinen, joten lausekkeesta (5) nähdään, että epäharmonisen värähtelijän energiatilat eivät ole tasavälisiä, vaan tilojen etäisyys vähitellen pienenee energian kasvaessa.

2.1.3. Jäykän pyörijän malli

Kaksiatomisen molekyylin pyörimistä voidaan yksinkertaisimmin kuvata jäykän pyörijän mallilla. Siinä oletetaan atomien olevan massapisteitä, ja ydinten välisen etäisyyden pysyvän muuttumattomana pyörimisliikkeessä. Ensimmäinen oletus on hyvin perusteltu, sillä atomien massa on keskittynyt ytimiin, joiden säteet ovat noin 10^{-14} m, kun taas ydinten välinen etäisyys molekyylissä on suuruusluokkaa 10^{-10} m. Myös jälkimmäisestä oletuksesta aiheutuva virhe on yleensä pieni. Jäykän pyörijän liike voidaan muuntaa yhden hiukkasen pyörimiseksi kiinteän akselin ympäri, ja vastaava Schrödingerin yhtälö on ratkaistavissa analyyttisesti. Jäykän pyörijän energiatiloiksi saadaan

$$E(J) = \frac{h^2}{8\pi^2 T} J(J+1) , \qquad (6)$$

missä J on impulssimomentin kvanttiluku ja voi saada arvot $J=0,1,2,\ldots$ I on molekyylin hitausmomentti. Siirrytään jälleen yksikköön cm⁻¹, jolloin pyörimisenergian lauseke on

$$F(J) = BJ(J+1), \tag{7}$$

missä B on pyörimisvakio. Kuten lausekkeesta nähdään, jäykän pyörijän energia kasvaa neliöllisesti kvanttiluvun J suhteen, ja alimman tilan energia on nolla.

2.1.4. Ei-jäykän pyörijän malli

Rotaatioenergian kasvaessa eli kvanttiluvun J kasvaessa etäisyys kahden massapisteen välillä kasvaa keskeisvoimien vaikutuksesta. Tällöin hitausmomentti I kasvaa ja rotaatiovakio B ei ole enää vakio, vaan se pienenee rotaatioenergian kasvaessa. Rotaatiotermi F(J) voidaan kirjoittaa muotoon

$$F(J) = BJ(J+1) - DJ^2(J+1)^2$$
, (8)

missä rotaatiovakio D ≪ B jo pienillä J:n arvoilla.

2.1.5. Pyörimis-värähtelytilojen energia

Tähän asti on molekyylin värähtelyä ja pyörimistä käsitelty erillisinä tapahtumina. On kuitenkin luonnollista olettaa, että värähtely ja pyöriminen voivat tapahtua samanaikaisesti. Tällöin täytyy energiatiloja laskettaessa ottaa huomioon värähtelyn ja pyörimisen vuorovaikutus. Pyörimisvakiot ovat nyt värähtelykvanttiluvun v funktioita, koska molekyylin hitausmomentti muuttuu värähtelyn aikana. Pyörimisenergiaksi värähtelykvanttiluvun arvolla v saadaan

$$F_{V}(J) = B_{V}J(J+1) - D_{V}J^{2}(J+1)^{2} + \dots ,$$
 (9) missä
$$B_{V} = B_{e} - \alpha'_{e}(v + \frac{1}{2}) + \dots ,$$

$$D_{V} = D_{e} + \beta_{e}(v + \frac{1}{2}) + \dots$$

Pyörimis-värähtelytilojen energiaksi saadaan täten

$$T(v, J) = G(v) + F_{v}(J)$$

$$= w_{e}(v + \frac{1}{2}) - w_{e}x_{e}(v + \frac{1}{2})^{2} + \dots + B_{v}J(J+1) - D_{v}J^{2}(J+1)^{2} + \dots$$
(10)

2.2. Moniatomiset molekyylit

Moniatomisten molekyylien tapauksessa vibraatiotaajuudet ovat usein samaa suuruusluokkaa kuin rotaatiotaajuudet ja toisaalta elektroniset taajuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vibraatiotaajuudet. Sen tähden näiden kolmen liiketyypin keskinäiset vuorovaikutukset ovat paljon voimakkaampia kuin kaksiatomisilla molekyyleillä.

Moniatomisten molekyylien spektrin ymmärtämiseksi on tarkasteltava seuraavia asioita:

- 1. Perusvibraatioiden lukumäärä ja niiden symmetria
- 2. Ylivärähtelyjen ja kombinaatiovöiden mahdollisuus
- 3. Rotaation vaikutus spektriin.

Molekyylin vibraatiotilat luokitellaan symmetriaominaisuuksien mukaan. Samaan luokkaan kuuluvia tiloja koskevat yleensä mm. samat valintasäännöt. Jos molekyylin kolme päähitausmomenttia on erilaiset, sitä sanotaan asymmetrinen hyrrä -molekyyliksi. Jos kaksi päähitausmomenttia on yhtä suuret, on kyseessä pallomainen hyrrä -molekyyli. Symmetrinen hyrrä -molekyylissä kaikki kolme päähitausmomenttia on yhtä suuret. Erikoistapaus symmetrinen hyrrä -molekyylistä on tapaus, jolloin yksi päähitausmomenteista on nolla tai merkityksettömän pieni, kun kaksi muuta on yhtä suuret. Tällainen tilanne on kaikilla lineaarisilla moniatomisilla molekyyleillä.

Koska moniatomisten molekyylien IR-spektrien teoreettinen tulkinta on huomattavasti monimutkaisempi kuin kaksiatomisten molekyylien, ei niitä tarkastella tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti. Hyvät esitykset aiheesta löytyy lähteistä [He45], [He66], [Bi69] ja [Ba66].

3.ABSORPTIOLAIT

Absorptiospektriä luonnehtii absorptiotaajuuksien lisäksi myös absorption intensiteetti. Tämä on helposti yhdistettävissä absorboivan aineen konsentraatioon, absorboivan kerroksen paksuuteen sekä absorptiotodennäköisyyteen yhtä molekyyliä kohti.

Absorptio $\[\omega \]$ määritellään suhteena (I_1/I_0) eli tapahtuneen säteilyn absorptiona aaltoluvulla $\[\omega \]$. Viiva- ja vyöspektreillä $\[\omega \]$ vaihtelee voimakkaasti $\[\omega \]$:n funktiona. Vaihtelu riippuu viivan leveydestä, joka taas riippuu sellaisista kokeellisista olosuhteista kuin paine, lämpötila ja kaasun koostumus. Viivan leveyttä on vaikea määritellä suoralla kokeella useissa olosuhteissa, koska viivan leveys on usein luokkaa 0,1 cm $^{-1}$, kun taas resoluutio (lähes) kaikissa spektrometreissä on paljon suurempi. Sen tähden on parempi puhua viivan tai vyön integroidusta intensiteetistä, jota merkitäänn $\[\omega \]$ Se on verrannollinen absorptiomatkaan ja kaasun määrään. Tällöin molekulaarinen siirtymätodennäköisyyteen liittyvä parametri on integroitu absorptiokerroin S (dimensio cm $^{-2}$ atm $^{-1}$) [Pe59].

$$S = \int a \, d\nu = \frac{1}{pl} \int \omega \, d\nu \quad , \tag{11}$$

missä p on osapaine ja l on absorptiomatka. Absorptiokerroin a on nimeltään absorptiviteetti ja määritellään usein seuraavasti:

$$\ln \frac{I_0}{I_1} = ab , \qquad (12)$$

missä ${\rm I}_0$ on alkuperäisen säteilyn voimakkuus ja ${\rm I}_1$ on b:n paksuisen kerroksen läpäisseen säteilyn voimakkuus.

IR-alueella on voimassa ns. "Beerin laki" [Te84]:

$$A = \log \frac{I_0}{I_1} = ab \log e = -\log Tr$$
 (13)

A on nimeltään absorbanssi eli optinen tiheys. Vastaavasti suure

$$Tr = \frac{I_1}{I_0} = e^{-ab} \tag{14}$$

on nimeltään transmittanssi.

Beerin lain mukaan absorptiviteetti on verrannollinen absorboivan aineen konsentraatioon C:

$$a = C \varepsilon \tag{15}$$

& on nimeltään molaarinen absorptiokerroin. Vastaavasti saadaan
verrannollisuus absorbanssin A ja konsentraation C välille
(f on verrannollisuuskerroin):


$$A = Cf \tag{16}$$

4.LAITTEISTO

4.1. FTIR-spektrometri


Dispersiivisestä IR-laitteesta poiketen FTIR-spektrometri on mekaanisesti hyvin yksinkertainen, sillä se sisältää vain yhden liikkuvan osan: interferometrin peilin. Kuva 2 esittää Michelsonin interferometrin periaatetta. Keskeinen laite on puoliläpäisevä säteenjakaja, joka yleensä on tehty germaniumilla päällystetystä kaliumbromidista. Interferometriin tuleva IR-säteily jakaantuu säteenjakajalla kahtia. Noin puolet säteilystä kulkee säteenjakajan lävitse ja heijastuu takaisin säteenjakajalle liikkuvasta peilistä. Toinen osa heijastuu säteenjakajalta kiinteään peiliin ja takaisin. Säteenjakaja toimii amplitudinjakajana. Jos kahdesta eri peilistä heijastuneiden säteiden kulkema matka on samanpituinen, säteet interferoivat koherentisti ja vahvistavat toisiaan. Peilin

liikkeen myötä vaihe-erot vaihtelevat eri taajuuskomponenteilla ja aina jotkut taajuudet vaimenevat. Monokromaattisesta säteilystä muodostuu interferometrissä siniaalto, jonka taajuus määräytyy liikkuvan peilin liikenopeudesta. Liikkuvan peilin paikan määrittämiseen käytetään helium-neon laserin monokromaattisesta säteilystä muodostunutta siniaaltoa. Aiheesta löytyy tarkempaa tietoa lähteistä [Sm79], [Hu69] ja [Su86].




Kuva 2: Michelsonin interferometrin periaate. [P-E]

Tässä työssä käytetty spektrometri oli Perkin-Elmer 1760, joka sisältää toisenlaisen interferometrin periaatteen [P-E]. Siinä säteen kulkeman matkan muutokset saadaan kuvan 3 mukaisen ratkaisun avulla; kaksi yhdensuuntaista peiliä on kiinnitetty samalle alustalle. Kun alustaa käännetään, muuttuu peileistä heijastuneen säteen kulkeman matkan pituus. Jos heijastunut säde kohtaa kohtisuorassa peilin, heijastuu se takaisin samaa reittiä (kuva 3c). Säde palaa aina alkuperäiselle paikalleen riippumatta peilien paikasta ja kulkemastaan matkasta. Perkin-Elmer 1760 käyttää kuvan 4 mukaista interferometriä. Siinä on kuvassa 3 esitettyä ratkaisua sovellettu siten, että säteenjakaja ja kaksi peiliä on sijoitettu samalle alustalle, jota käännetään.



Kuva 3: Perkin-Elmer 1760 spektrometrissä käytetty menetelmä IR-säteen kulkeman matkan muuttamiseksi. [P-E]



Kuva 4: Perkin-Elmer 1760 spektrometrissä käytetyn interferometrin periaate. [P-E]

Interferometri muodostaa kaksi aaltojonoa, joilla on suhteellinen vaihe-ero riippuen säteen kulkemasta matkasta. Nämä aallot interferoivat koherentisti, jos niiden optinen hidastuminen on täysin aallonpituuden λ monikerta, eli jos

$$2 \cdot x = n \cdot \lambda$$
, $(n = 0, 1, 2, ...)$. (17)

IR-säteilylähteen emittoimasta polykromaattisesta säteilystä muodostuu interferogrammi I(x). Interferogrammin täydellinen riippuvuus etäisyydestä x saadaan kosinifunktion avulla [Gr, He]:

$$I(x) = S(y) \cos(2\pi yx), \qquad (18)$$

missä S(y) on monokromaattisen viivan intensiteetti aaltoluvulla y.

Kun interferogrammille suoritetaan Fourier-muunnos (FT), saadaan tuloksena energiaspektri. Yleensä Fourier-muunnos ratkaisee taajuuskomponentit kokoamalla jatkuvan aaltojoukon. Jos aaltojoukko (interferogrammi) käsittää N kpl erillisiä, yhtä etäällä olevia pisteitä, on käytettävä diskreettiä versiota Fourier-muunnoksesta (DFT).

$$S(k \Delta V) = \sum_{n=0}^{N-1} I(n \Delta x) \exp(i2\pi nk/N)$$
 (19)


Jatkuvuusmuuttujat x ja \vee ovat korvatut seuraavilla muuttujilla: $n \triangle x$ ja $k \triangle \vee$. Etäisyys $\triangle x$ on yhdistetty $\triangle x$: n kanssa seuraavasti:


$$\Delta V = 1/(N \Delta x). \tag{20}$$


DFT ilmaisee annetun funktion sini- ja kosinifunktioiden summana. Jäljelle jäävä uusi funktio $S(k \Delta \nu)$ koostuu kertoimista (Fourier-kertoimet), jotka ovat välttämättömiä tällaiselle muutokselle. Vaihtoehtoisesti, jos Fourier-kertoimien sarja $S(k \Delta \nu)$ on tunnettu, voidaan laskea interferogrammi kertomalla $S(k \Delta \nu)$ kosini- ja sinifunktioilla ja jakamalla sarjan summa lukumäärällä N. Kyseessä on käänteinen DFT:

I(n Δx) = (1/N)
$$\sum_{n=0}^{N-1} S(k \Delta v) \exp(-i2\pi nk/N)$$
. (21)

Asiaa on tarkemmin käsitelty lähteessä [Gr84] ja [Gr85].







Kuvassa 5 on esitetty eri vaiheet FTIR-spektrometrillä suoritetussa mittauksessa. Detektorilta saadaan ensin interferogrammi (kuva 5a), jolle suoritetaan Fourier-muunnos, ja tuloksena saadaan energiaspektri (kuva 5b). Kun energiaspektri jaetaan taustaspektrillä, saadaan tuloksena näytteen IR-spektri (kuva 5c). Spektri ilmoittaa transmittanssin eli läpäisysuhteen [P-E].

Interferometriin perustuvalla IR-tekniikalla saavutetaan useita etuja. Kaikki aallonpituudet kulkevat joka hetki näytteen lävitse, jolloin koko alueen IR-spektri voidaan mitata samanaikaisesti ja nopeasti; detektorille tulevaa säteilyä ei tarvitse rajoittaa, koska eri aallonpituudet erotetaan vasta Fourier-muunnoksen yhteydessä; spektrometri on riippumaton mekaanisista tekijöistä; suuri signaali/kohina -suhde (S/N-suhde) mahdollistaa erittäin heikkojen absorptioiden havaitsemisen; nopeus mahdollistaa ajasta riippuvien tekijöiden tehokkaan jatkuva-aikaisen mittaamisen.


Yleisin FTIR-spektrometreissä käytetty detektori on TGS-ilmaisin (TGS = triglysiinisulfaatti), joka oli myös tässä tutkimuksessa käytetyssä spektrometrissä. TGS-ilmaisimet ovat pyrosähköisiä ilmaisimia, joiden toiminta perustuu ionijohtavuuteen. Pyrosähköinen ilmiö johtuu ferrosähköisen aineen pysyvän sähköisen polarisaation lämpötilariippuvuudesta. Yhtenäiskiteestä valmistettu ilmaisinelementti usein mustataan yhdeltä pinnaltaan absorption lisäämiseksi. Lisäksi siihen höyrystetään elektrodit kahdelle vastakkaiselle pinnalle. Koska ferrosähköiset aineet ovat pietsosähköisiä, on mekaanisten värähtelyjen aiheuttama pietsosähköinen kohina usein haitaksi pyrosähköisissä ilmaisimissa.

4.2. Kyvetit

Tutkimuksessa käytettiin kahta kyvettiä: 10 cm:n kyvettiä, jonka läpi IR-säde kulkee kerran 10 cm:n matkan sekä 20 m:n kyvettiä, jonka optinen pituus voidaan säätää 0,75 m:stä

and the second of the second o	dii waka ini wa mizimbo mani za m	in the second of		
		•		
				-

20,25 m:iin 1,5 m:n välein. Pitkä optinen rata mahdollistaa säteilyn kulun näytteen läpi useita kertoja. Kyvetti on päällystetty paksulla alumiinikuorella ja sen sisusta on teflonista pinta-adsorption vaikutusten heikentämiseksi. Kaikki optiset osat ovat kullalla päällystettyjä, jotta peilien heijastuvuus olisi parempi ja ne pystyvät vastustamaan kemiallisesti reaktiivisia aineita. Tosin savukaasuissa esiintyvä terva vahingoittaa niitä. Ikkunamateriaali valitaan aaltolukualueen ja mittausolojen mukaan. Keski-infrapuna-alueella KBr on yleisin ikkunamateriaali, mutta myös muita vaihtoehtoja on paljon. Kyvetin tilavuus on 5,4 litraa.



Kuva 6: 20 metrin kyvetin toimintaperiaate. [P-E]

20 metrin kyvetin toimintaperiaate eli säteen kulku kyvetissä on esitetty kuvassa 6 . Säteen kulkema matka kyvetin sisällä voidaan säätää siten, että säde heijastuu peileistä useita kertoja. Optinen pituus on IR-säteen kulkema matka kyvetin sisällä.

4.3. CIRCOM-ohjelma

CIRCOM-ohjelma on tehty monimutkaisten materiaalien kvantitatiiviseen analyysiin. Ohjelmaan ei tarvitse syöttää yksityiskohtaista tietoa jokaisen komponentin yksittäisistä absorptiovöistä, eikä analyysin suorittajan tarvitse tunnistaa spektristä tietylle komponentille ominaisia piirteitä. Ohjelma tarvitsee suuren määrän kalibrointispektrejä. Kalibrointispektrit ja tiedot tutkittavasta ominaisuudesta (eli tässä tapauksessa pitoisuudesta) syötetään ohjelmaan. Lisäksi voidaan tutkittava aaltolukualue rajata halutulla tavalla. Kalibrointispektreille ohjelma suorittaa faktorianalyysin ja esittää kalibrointispektrit useiden eri tekijöiden joukkona. Tekijäjoukon ja tutkittavan ominaisuuden välillä ohjelma etsii korrelaatioita. Tuntemattomista spektreistä ohjelma määrittää vastaavan tekijäjoukon, jonka avulla se laskee halutun ominaisuuden.

Ohjelmaa on käytetty tavallisesti kiinteiden ja nestemäisten aineiden tarkastelussa. Esimerkiksi kivihiilestä on voitu määritellä lämpöarvo, tuhkan määrä sekä rikin ja hiilen pitoisuudet, kun tarvittavat ominaisuudet on tunnettu kalibrointispektreistä. Tässä työssä ohjelmaa sovellettiin kaasuanalyysiin ja pitoisuustarkasteluun.

4.4. Polttolaitteet

Palamiskokeet tehtiin kahdella eri polttolaitteella: termovaa'alla ja pölyvirtausuunilla. Edellinen laite on suunniteltu palamis- ja pyrolyysitutkimuksiin, jälkimmäinen pölypolton tutkimuksiin. Kummankin laitteen uunin ominaisuuksiin kuuluu säädettävä palamiskaasun koostumus ja tietokonesäädetty lämpötila. Termovaa'alla poltettiin palaturvetta ja pölyvirtausuunilla poltettiin turvepölyä. Laitteiden rakenteet on esitetty liitteissä 23 ja 24.


5. MITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET

Työn tarkoituksena oli kehittää FTIR-spektrometri savukaasukomponenttien jatkuvatoimiseen pitoisuusmittauksiin sopivaksi. Mittausten tarkoituksena oli tutkia millä ehdoilla FTIR-spektrometri on sopiva savukaasukomponenttien analyysiin. Samalla haluttiin saada selville mitä yhdisteitä FTIR-spektroskopian menetelmillä savukaasusta voidaan käytännössä mitata ja millaisia ovat niiden pitoisuudet. Mittaukset tehtiin erilaisten polttokokeiden yhteydessä. Polttokokeissa tutkittiin useiden turvelaatujen palamista käytetyissä polttolaitteissa. Poltossa syntyvä savukaasu pumpattiin kyvettiin erilaisten suodattimien ja loukkujen läpi. Näytteenottolinjan rakentamisella voitiin vaikuttaa mm. savukaasun lämpötilaan sekä linjan avulla voitiin savukaasusta poistaa vesihöyry, terva ja kiinteät hiukkaset. Tervan suodattaminen on tärkeää, koska se vahingoittaa 20 metrin kyvettiä. Kiinteät hiukkaset taittavat IR-säteilyä, jolloin kyvetin läpi mennyt säterly ei vastaa todellista transmittanssia.

Spektrometrin tietokoneelle laadittu ohjelma mittasi 15-18 sekunnin välein spektrin ja tallensi sen muistiin. Kokeisiin valittiin spektrometrin resoluutioksi 4 cm⁻¹, joka on riittävä tämäntapaisessa kaasuanalyysissä. IR-säteen kulkemien

edestakaisten matkojen (eli skannausten) lukumääräksi valittiin spektriä kohden yksi matka. Mitattu aaltolukualue oli 4000-450 cm⁻¹. Kokeissa mitattiin yleensä 20 spektriä noin 340 sekunnin aikana. Vertailemalla spektrejä toisiinsa ja laskemalla eri yhdisteiden pitoisuudet voitiin piirtää käyrät, jotka kuvaavat pitoisuutta ajan funktiona.

5.1. Kalibrointispektrit



Kuva 7: kalibrointispektrien tekemisessä käytetty menetelmä.
1. kalibrointikaasu, 2. typpi, 3. ja 4. rotametrit,
5. T-kappale, 6. pumppu, 7. 20 m:n kyvetti.
Laitteiden välillä silikoniletkua.

CIRCOM-ohjelman vaatimat kalibrointispektrit tehtiin kuvan 7 mukaisen kytkennän avulla. Koska kalibrointikaasuja oli käytettävissä vain yhtä pitoisuutta, muodostettiin typen ja kalibrointikaasun seoksia siten, että kalibroitavan kaasun suhteellista osuutta kokonaisvirtauksesta muutettiin. Kalibrointikaasut eivät olleet puhtaita, vaan typen ja ko. kaasun seoksia (kaasun pitoisuus tunnettiin). Kalibrointi tehtiin seuraaville kaasuille: C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , CH_4 , CO, CO_2 , NO ja NO_2 .

Kalibroinnit tehtiin säädettävällä 20 m:n kyvetillä ja käytetty optinen pituus oli 6,75 metriä. Koska absorptio kasvaa optisen pituuden kasvaessa, on pitoisuusmittauksissa syytä käyttää samaa optista pituutta kuin kalibrointispektrejä tehtäessä. Muussa tapauksessa on laskettava korjauskertoimet. Korjauskertoimet saadaan kaavan (16) avulla. Kaavan mukaan absorbanssi on suoraan verrannollinen pitoisuuteen. Absorbanssi saadaan spektrometrin tietokoneelta. Tutkittavien kaasujen kalibrointispektreistä rajattiin alue, joka syötettiin CIRCOM-ohjelmaan. Käytetyt alueet on taulukossa 1.

Taulukko 1: CIRCOM-ohjelmaa varten rajatut alueet eri yhdisteiden IR-spektreistä sekä suurin ja pienin kalibrointipitoisuus.

ppm on miljoonasosa kaasutilavuudesta.

YHDISTE	ALUE [cm ⁻¹]	KALIBROINTIPIT	OISUUDET	[ppm]
		suurin	pienin	
C_2H_2	3390-3177	1000	50	
C_2H_4	1152-808	1000	50	
С ₂ н ₆	3085-2830	1000	50	
CH ₄	1380-1210	296	25	
CO	2181-2087	1980	99	
co_2	3646-3540			
	ja 700-580	10000	8000	
NO	1964-1780	905	45	
NO_2	1666-1567	87	4	

Kuvan 7 mukaista kytkentää on hankala käyttää silloin kun kalibrointikaasun virtaus rotametrin läpi on erittäin pientä. Mahdollisen virheen vaikutus on pienten pitoisuuksien tarkastelussa suhteellisesti merkittävintä. Tilannetta voidaan korjata lisäämällä kalibrointispektrien joukkoon nollaviiva eli perusviiva kuvaamaan 100 %:n transmittanssia. Nollaviiva on sovitettava vastaamaan pitoisuutta nolla.

Mikäli kalibroitavan kaasun suhteellinen tiheys, paine tai lämpötila poikkeaa kuvan 7 mukaisessa kytkennässä vastaavista typen (ilman) arvoista, voidaan rotametrin lukemiin tehdä korjaus seuraavan kaavan avulla

$$v = v_0 \frac{91^T 1^{p_2}}{92^T 2^{p_1}}, \qquad (22)$$

missä

V = todellinen virtaus

V₀ = rotametrin näyttämä

 e_1 = ilman suhteellinen tiheys

 Q_2 = mitattavan kaasun suhteellinen tiheys

 p_1 = normaali-ilmakehän absoluuttinen paine

p₂ = mitattavan kaasun absoluuttinen paine

 $T_1 = 293 K$

 T_2 = mitattavan kaasun absoluuttinen lämpötila

Ainoastaan kaasun suhteellisella tiheydellä oli kaavassa merkitystä, koska paine ja lämpötila olivat tehdyissä mittauksissa vakioita. Käytännösssä korjaus oli tehtävä ainoastaan CO₂:n lukemiin, koska kalibrointikaasut eivät olleet puhtaita ja niiden pitoisuudet olivat alle 1 %:n.


Kalibrointispektrit, tunnetut pitoisuudet ja tutkittavat aaltolukualueet syötettiin CIRCOM-ohjelmaan. Ohjelma kalibroitiin laskemaan jokaisen yhdisteen pitoisuus erikseen.

5.2. Mittaukset 10 cm:n kyvetillä

Koesarjan tarkoituksena oli tutkia 10 cm:n kyvetin käyttömah-dollisuuksia. Linja pyrittiin rakentamaan sellaiseksi, että lähes kaikki mahdolliset yhdisteet saatiin kyvetille. Aino-astaan terva ja muut kiinteät hiukkaset poistettiin. Kuvassa 8 on koesarjassa käytetty näytteenottolinja.

Kokeita tehtiin 500 °C:n, 600 °C:n ja 700 °C:n lämpötiloissa. Palamisilman happipitoisuutta säädettiin siten, että sen tilavuusosuus oli 0 %, 10,5 % tai 21 %. Kokeita tehtiin myös lämpökaapissa kuivatulla palaturpeella. Kuivaaminen vähensi vesihöyryn määrää spektrissä, mutta ei poistanut sen haittavaikutuksia. Useita eri yhdisteitä näkyi spektreissä, mutta vain kun niitä oli suhteellisen suuria pitoisuuksia. Koska vesihöyryä ei suodatettu pois, se peitti ainakin NO:n ja NO2:n voimakkaimmat absorptiovyöt. Spektreissä näkyi CO2, CO, C2H2, C2H4, C2H6, CH4 ja NH3. (Lisäksi näkyi merkkejä HCN:stä.)

Kalibrointispektrit ajettiin NH_3 :lle ja CH_4 :lle. Näiden avulla tarkasteltiin mahdollisuutta laskea pitoisuuksia 10 cm:n kyvetin mittauksissa. Havaintorajat tulivat kuitenkin niin korkeiksi, että pienten pitoisuuksien (< 50 ppm) tarkastelu ei ollut riittävän luotettavaa. Koska käytettävissä oli 20 metrin kyvetti, ei ollut tarpeen kalibroida kaasuja 10 cm:n kyvetillä.




Kuva 8: 10 cm:n kyvetin mittauksissa käytetty näytteenottolinja. 1. termovaaka, 2. lämmitettävä kaapeli, 3. lämpökaappi (100 °C), 4. ja 8. suodattimet, 5. ja 6. loukut, joissa sisällä lasikuulia (Ø5 mm), 7. vesihaude (80 °C), 9. rotametri, 10. pumppu, 11. 10 cm:n kyvetti, 12. IR-säde. Laitteiden välillä silikoniletkua

Kalibrointispektrit ajettiin NH3:lle ja CH4:lle. Näiden avulla tarkasteltiin mahdollisuutta laskea pitoisuuksia 10 cm:n ky-vetin mittauksissa. Havaintorajat tulivat kuitenkin niin korkeiksi, että pienten pitoisuuksien tarkastelu ei ollut riittävän luotettavaa. Koska käytettävissä oli 20 m:n kyvetti, ei ollut tarpeen kalibroida kaasuja 10 cm:n kyvetillä.

5.3. Mittaukset termovaa'asta 20 metrin kyvetillä.

Veden poistamiseksi kokeiltiin linjan rakentamisessa useita eri vaihtoehtoja, joista tehokkaimmaksi osoittautui kuvan 9 mukainen ratkaisu. Siinä vesi kuivattiin silikageelin avulla. Eräässä vaihtoehdossa toinen loukku sijoitettiin nestetyppeen. Savukaasussa oleva vesi jäätyi kuitenkin nopeasti loukkuun ja esti kaiken muun kaasun virtaamisen.



Kuva 9: 20 m:n kyvetin mittauksissa käytetty näytteenottolinja, kun näytteet poltettiin termovaa'assa.
1. termovaaka, 2. lämmitettävä kaapeli,
3. suodatin, 4. ja 5. loukut, joissa sisällä lasikuulia (ø 5 mm), 6. vesihaude (0 °C),
7. silikageeliloukku, 8. rotametri, 9. pumppu,
10. 20 m:n kyvetti. Laitteiden välillä silikoniletkua.

Palamiskokeet tehtiin palaturvepaloilla, joiden pituus ja halkaisija oli 30 mm. Palojen massat vaihtelivat välillä 15 ± 2 g. Mittauksissa käytetty lämpötila oli 600 °C tai 700 °C. Palamisilman happipitoisuutta vaihdeltiin (0 %,

10,5 % tai 21 %). Virtausvoimakkuuden Q vaikutusta tarkasteltiin käyttämällä kahta pumppua, joiden pumppausvoimakkuudet olivat 10 1/min ja 20 1/min.

Näiden mittausten perusteella tehtiin luvussa 5.1 mainitut kalibrointispektrit kahdeksalle yhdisteelle. Kalibrointispektrit tehtiin yhdisteille joita mittauksissa varmuudella esiintyi. On todennäköistä, että muitakin yhdisteitä savukaasuissa oli (esim. NH3, HCN, SO2, N2O,...), mutta varmoja havaintoja ei tehty. Mahdollisesti osa yhdisteistä jäi näytteenottolinjaan.

Lisäksi tehtiin yksi koesarja NH3:n absorptiovöiden löytämiseksi. Koesarjaan ryhdyttiin, koska 10 cm:n kyvetillä absorptiovyön piikkejä selvästi näkyi. Vastaavanlaista linjaa kuin pienen kyvetin tapauksessa ei kuitenkaan voitu käyttää, koska osa tervasta saattoi kulkea linjan läpi. Sen sijaan käytettiin kuvan 9 mukaista linjaa, jossa vesihauteen lämpötila oli nostettu 60 °C:een ja silikageeliloukku puuttui välistä. 20 metrin kyvetin takia ei voitu käyttää korkeampaa vesihauteen lämpötilaa. Silikageeliä ei tarvittu, koska haluttiin tutkia ainoastaan ammoniakin esiintymistä; vesihöyrystä ei ollut tällöin haittaa. Suoritetuissa kokeissa ei haluttuja piikkejä löytynyt.

Taulukossa 2 on esitetty eri olosuhteissa suoritettuja mittauksia ja niiden tuloksia. Tarkasteluun on otettu yksi 10 l/min:n pumpulla suoritettu koesarja (6 mittausta). Lisäksi on tarkasteltu kolmea mittausta, joissa on käytetty 20 l/min:n pumppua. Lasketut pitoisuuskäyrät ajan funktiona eri mittauksista on liitteissä 1-9. Kuviin on lisätty massan ja massan derivaatan käyrät, jotka saatiin termovaa'an tietokoneelta.

Taulukko 2: 20 metrin kyvetillä termovaa'asta mitattuja pitoisuuksia. T ilmoittaa palamisilman lämpötilan ja 0₂-pit ilmoittaa palamisilman happipitoisuuden. Taulukkoon on merkitty eri yhdisteiden havaintorajat.

x) Kokeessa on käytetty 20 1/min:n pumppua.

KOE	T (°C)	0 ₂ -pit	Suurimmat havaitut pitoisuudet (ppm)							
		(%)	C ₂ H ₂	C ₂ H ₄	С ₂ Н ₆	CH ₄	CO	co ₂	NO	NO_2
1.1.	600	0	7±1	100±10	190±10	360±20	830±50	1900 ± 100	45±3	1,2±0,1
1.2.	600	21	14±1	39 ± 2	68 ± 4	140±10	1100 ± 100	9500±500	90±5	1,2±0,1
1.3.	600	10,5	14±1	140±10	210 ± 10	420±30	1800±100	4100±300	50 ± 3	
1.4.	700	21	46±3	48±3	38±3	120±10	1800 * 100	41000±3000	250±30	8,0±0,4
1.5.	700	10,5	31±2	370±20	170±10	330±20	2600±200	11000±1000	200±10	1,9±0,1
1.6.	700	0	17±1	250±20	280±20	460±30	1200±100	2400±200	77±4	1,2±0,1
1.7. x)	700	21	32 ± 2	11±1	10 ± 1	45 ± 3	1200±100	54000±3000	360 ± 20	14,3±0,8
1.8. x)	600	21	38±2	440±3	340±20	470±30	2800 ± 200	37000±2000	300±20	8,3±0,5
1.9. x)	600	10,5	18 - 1	190±10	330±20	480±30	1800±100	5400±300	130±10	4,4±0,3
Havaintorajat (ppm)		2	3	2	5	10	300	5	0,3	

Muutamasta C_2H_2 :n käyrästä erottuvat pitoisuuden heilahtelut selittyvät osaksi sillä, että C_2H_2 :ta oli melko pieniä pitoisuuksia. Tällöin 1-5 ppm:n muutokset muuttavat käyrää selvästi. C_2H_2 :n pitoisuuskäyrät olivat yleensä erilaisia verrattuna muiden hiilivetyjen käyriin. Joissain kokeissa sen pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa ja sen käyrä noudatti muiden hiilivetyjen käyrää.

Käyrien perusteella CO:n, C_2H_4 :n, C_2H_6 :n ja CH_4 :n pitoisuudet muuttuvat palamisen aikana samalla tavalla. Niiden käyrät ovat lähes samanmuotoiset, vaikka niiden huippuarvot eivät ole täysin samaan aikaan. Kokeiden 1.2. ja 1.3. perusteella piirretyt C_2H_6 :n ja CH_4 :n käyrät ovat täysin päällekkäin. CH_4 :n pitoisuus oli kuitenkin noin kaksi kertaa suurempi kuin C_2H_6 :n.

 ${\rm CO_2}$, NO ja ${\rm NO_2}$ muodostavat muista poikkeavia käyriä, vaikka ne muutamissa kokeissa muistuttavat toisiaan. Palamisen eri vaiheet on kuitenkin yleensä nähtävissä kaikissa käyrissä. Jos näyte syttyi kokeen aikana näkyvään liekkiin, erottuu kyseinen hetki useimpien yhdisteiden käyristä (esim koe 1.2. 98 s ja koe 1.5. 108 s).


Kokeen 1.6. käyrissä on useimmilla yhdisteillä pieni pudotus 170 sekunnin kohdalla, jonka jälkeen pitoisuudet uudestaan kasvavat. Massan derivaatan käyrästä havaitaan epätasainen palaminen tuona aikana.

Kokeissa 1.7., 1.8. ja 1.9. käytettiin voimakkaampaa pumppua (20 l/min). Virtausvoimakkuus heikkeni kuitenkin kokeen aikana siten, että heikoimmillaan se oli 17 l/min.

5.4. Mittaukset pölyvirtausuunista 20 metrin kyvetillä.

Mittaukset tehtiin kuvan 10 mukaisen näytteenottolinjan avulla. Erillisiä suodattimia ei tarvittu, koska uunissa oli omat suodattimet. Pumppuna käytettiin 20 l/min:n pumppua. Palamis-

tuotteina oli useaa erilaista turvepölyä, joiden hiukkas-kokojakaumat ja alkuainepitoisuudet tunnettiin. Kokeet tehtiin 800 °C:n lämpötilassa siten, että Malvernin laser-diffraktio-hiukkaskokojakauma-analysaattorin syöttimellä pyrittiin saamaan mahdollisimman tasainen turvepölyn syöttö uuniin. Näyte poltettiin ilmassa, mutta syötettiin typellä, mikä laski hieman palamisilman happipitoisuutta. Palamiskaasut laimennettiin näytteenottimessa 1:1 typellä. Poltetun turvepölyn määrä oli yleensä 100 g ja syöttönopeus noin 0,4 g/s.



Kuva 10: 20 metrin kyvetin kokeissa käytetty näytteenottolinja, kun näytteet poltettiin pölyvirtausuunissa.
1. pölyvirtausuuni, 2. ja 3. loukut, joissa sisällä lasikuulia (ø5 mm), 4. vesihaude (0°C), 5.silikageeliloukku, 6. rotametri, 7. pumppu (20 l/min), 8. 20 m:n kyvetti. Laitteiden välillä silikoniletkua.

Kokeissa löytyi merkkejä myös yhdisteistä, joita ei termovaa'an kokeissa havaittu: SO_2 ja N_2O . Näiden pitoisuudet olivat kuitenkin suhteellisen pieniä (noin 0-20 ppm). Koska kalibrointispektrit CIRCOM-ohjelmaa varten tehtiin termovaakakokeiden jälkeen, ei tämän tutkimuksen loppuvaiheessa enää hankittu SO_2 :n ja N_2O :n kalibrointikaasuja. Tämän takia ei CIRCOM-ohjelman avulla saatu näiden yhdisteiden pitoisuuksia.

Kokeiden yhteydessä tehtiin vertailevaa pitoisuusmittausta $CO_2:n$, CO:n, $NO_x:n$ ja $C_xH_y:n$ analysaattoreilla. Vertailu tehtiin siten, että pumpun ja kyvetin välisestä silikoniletkusta jaettiin T-kappaleen avulla savukaasu kahteen osaan: kyvettiin ja analysaattoreille. Vertaamalla analysaattoreiden ja spektrometrin pitoisuuksia, voitiin käytetyn mittausmenetelmän luotettavuutta tarkistaa. $NO_x:n$ analysaattori antoi NO:n ja $NO_2:n$ pitoisuuksien summan ja $C_xH_y:n$ analysaattori antoi kaikkien hiilivetyjen pitoisuuksien summan.

Vertailevan tutkimuksen perusteella NO:n ja NO2:n pitoisuuksien summa vastasi hyvin NO $_{\rm X}$:n analysaattorilta saatuja arvoja. Saadut pitoisuudet poikkesivat mittauksesta riippuen enintään 10 %. Koska NO2:n pitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä kuin NO:n pitoisuudet, osoittavat NO $_{\rm X}$:n analysaattorilta saadut arvot ainoastaan NO:n tarkastelun luotettavuutta. CO:n lukemat poikkesivat samoin 10 %, mutta CO $_{\rm 2}$:n pitoisuusarvoissa oli jopa 20 %:n eroja. $C_{\rm X}H_{\rm Y}$:n analysaattori antoi hiilivetyjen yhteiseksi pitoisuudeksi 10-15 ppm, mikä vastaa melko hyvin spektrometrillä mitattuja arvoja. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että tervan ja vesihöyryn poistaminen ei vääristä pitoisuuksia.

Taulukossa 3 on tarkasteltu erikseen useita eri mittauksia. Mittauksissa on vaihdeltu turvepölyn laatua ja hiukkaskoko-jakaumaa. Syötön nopeus on laskettu jakamalla pölyn määrä syöttöön kuluneella ajalla. Savukaasun happipitoisuus on saatu kaavan (23) avulla.

$$O_2$$
- pitoisuus = 19,9 % - 2° CO_2 , (23)

missä 19,9 % on palamisilman happipitoisuus tehdyissä mittauksissa. CO_2 :n arvot saadaan alueelta, jossa CO_2 :n pitoisuus pysyy vakiona eli turvepölyn syöttö uuniin on tasaista. Lisäksi voidaan laskea typen ja hiilen konversio kaavan (24) avulla.

$$Konversio = \frac{14 \cdot Y}{12 \cdot X} \tag{24}$$

N ja C ovat typen ja hiilen alkuainepitoisuudet turvepölyssä.

Lasketut pitoisuuskäyrät ajan funktiona on liitteissä 10-19. Kuviin on jätetty merkitsemättä hiilivetyjen pitoisuudet, koska näitä oli savukaasussa joko erittäin vähän tai ei ollenkaan. Hiilivetyjen pitoisuudet vaihtelivat kokeiden aikana epäsäännöllisesti havaintorajan molemmin puolin, joten niiden muutoksia ei ollut syytä kuvata.

Mittauksissa pyrittiin saamaan mahdollisimman tasainen näytteen syöttö uuniin. Useissa kokeissa CO_2 :n ja NO:n pitoisuudet muodostivat vaakasuoran tason, jonka perusteella voidaan sanoa syöttönopeuden olleen näissä kokeissa vakio. Myös CO:n käyrissä on tasaisia alueita, vaikka sillä esiintyy suuria pitoisuusheilahteluja. Kaikissa mittauksissa NO_2 :n pitoisuuskäyrän muoto oli tasaisesti nouseva. CH_4 :n ja C_2H_6 :n mahdolliset pitoisuudet olivat alle havaintorajan.

Taulukko 3: 20 metrin kyvetillä pölyvirtausuunista mitattuja pitoisuuksia. Lämpötila oli 800 °C, syöttönopeus oli noin 0,4 g/s ja happipitoisuus oli 18,5 - 2 %.

Taulukkoon on merkitty eri yhdisteiden havaintorajat.

KOE	Turvelaji	Hiukkaskoko-	Suurimmat havaitut pitoisuudet (ppm)					
		jakauma (μm)	С2Н2	C ₂ H ₄	CO	CO_2	NO	NO ₂
2.1.	ERS H6	63–125	6 ± 1	5 ± 1	52±3	7200 ± 400	108±6	2,0±0,2
2.2.	LS H8	63–125		4±1	38 ± 2	5300±300	69±4	1,2±0,1
2.3.	SH 3	63–125	6 ± 1	3 ± 1	45 ± 3	4900±300	90 ± 5	2,1±0,2
2.4.	CH 5	63–125		6±1	40±2	5000±300	71±4	
2.5.	CH 5	< 63		5 ± 1	40 ± 2	4500±300	82±5.	0,8±0,1
2.6.	SH 3	< 63		4±1	45±3	4700±300	68±4	0,9 * 0,1
2.7.	LS H8	< 63			30 ± 2	4300±300	56 ± 3	1,1±0,1
2.8.	LS H8	125–250	6 ± 1	6 ± 1	47±3	5500±300	64 ± 4	0,9±0,1
2.9.	SH 3	125–250	6±1	3±1	46±3	6000±300	94±5	1,7±0,1
2.10.	CH 5	125–250	3±1	5±1	122 ± 7	7100±400	116 ± 6	1,2±0,1
Havaintorajat (ppm)			2	3	10	300	5	0,3

Ĺ

6. TYÖN, LAITTEISTON JA MITTAUSTEN TARKASTELUA.

Kaasumainen näyte antaa parhaan kuvan näytteen spektristä, koska se alhaisessa paineessa mitattuna on erittäin lähellä vapaan molekyylin spektriä. Toisin sanoen kaasussa yksittäiset molekyylit ovat vapaita värähtelemään ja pyörimään sekaisin muiden molekyylien kanssa. Olomuodon lisäksi mm. paine ja lämpötila vaikuttavat absorptiovyön muotoon. Nämä ulkoiset vaikutukset ovat tärkeitä kaasujen ja höyryjen spektroskopiassa, jos spektrin tulkinta suoritetaan yksittäisten absorptiovöiden hienorakenteiden avulla.

Tässä työssä spektrin tulkintaan käytettiin CIRCOM-ohjelmaa. Ohjelma laski pitoisuudet kalibrointispektrien avulla. Tällöin kaikki asiat, jotka muuttivat tutkittavien spektrien muotoa kalibrointispektriin verrattuna saattoivat haitata CIRCOM-ohjelman työskentelyä. Kalibrointispektrit ja varsinaiset mittaukset suoritettiin samassa paineessa. Kyvetistä kaasu pääsi virtaamaan vapaasti pois, joten paine ei päässyt millään tavalla vaikuttamaan IR-spektrin tulkintaan.

Työn aikana ei kaasun lämpötila merkittävästi vaihdellut. Kun mitataan mahdollisimman kuumaa kaasua, voivat kaasun absorptiovyöt poiketa huomattavasti vastaavista kalibrointispektrin vöistä. Tehtyjen havaintojen perusteella CIRCOM-ohjelma pystyy erottamaan tutkittavalle yhdisteelle ominaiset piirteet, vaikka absorptiovyö hieman leviää. Tämän perusteella voidaan olettaa, että lämpötilan aiheuttamat muutokset absorptiospektrissä eivät merkittävästi häiritse CIRCOM-ohjelman avulla tehtyä pitoisuustarkastelua.

Suurten lämpötilamuutosten vaikutukset spektriin tunnetaan hyvin. Kaasuilla lämpötilan kohoaminen näkyy vyön muodossa; huippuabsorption intensiteetti heikkenee ja vyön leveys kasvaa. Jopa pienet muutokset voivat selvästi vaikuttaa spektriin. Kaasumolekyylien rotaatio- ja vibraatioenergiatilat noudatta-

vat Boltzmannin jakaumaa, joka on lämpötilan funktio. Kun lämpötila kasvaa, molekyylin korkeiden energiatilojen suhteellinen osuus kasvaa ja vibraatio-rotaatiovyön reunaviivat muuttuvat. Lämpötilan kohotessa spektriin tulee kuumia vöitä, jotka vaikuttavat absorptioviivojen keskimääräiseen etäisyyteen. Vyömalleissa lämpötilavaikutus otetaan huomioon määrittämällä mallin parametrit funktiona lämpötilasta. Parametrit määritetään erikseen kullekin aaltoluvulle.

Savukaasujen tutkimista korkeammissa lämpötiloissa rajoitti 20 metrin kyvetin vahingoittumisvaara. Tämä rajoitti myös kyvetin käyttömahdollisuuksia; kaikkia yhdisteitä ei saatu kyvetille. 10 cm:n kyvetin etuna oli laajempi käyttöalue, mutta haittana oli suuret havaintorajat (lyhyt absorptiomatka).

6.1. Havaintorajat

Mittauksissa käytetty optinen pituus oli 6,75 metriä. Vaikka olisi ollut mahdollista käyttää 20,25 metrin pituutta, 6,75 m osoittautui riittäväksi, koska spektristä pystyttiin laskemaan erittäin pienet pitoisuudet. Suurempi optinen pituus olisi parantanut herkkyyttä.

Havaintorajat on määritetty laskemalla yhdisteiden pitoisuuksia spektreistä, joissa kyseistä komponenttia ei ole. Taustakohina aiheuttaa aina pientä epätasaisuutta spektriin ja CIRCOM-ohjelma tulkitsee sen väärin. Taulukkoon 4 on merkitty suuruus-luokka-arviot havaintorajoista, kun optinen pituus on 6,75 metriä.

Taulukko 4: Havaintorajat (suuruusluokka-arvio), kun optinen pituus on 6,75 metriä ja mittausaika 2-3 sekuntia.

C₂H₂: 2 ppm C₂H₄: 3 ppm C₂H₆: 2 ppm CH_4 : 5 ppm CO: 10 ppm 300 ppm CO2: NO: 5 ppm NO2: 0,3 ppm

Havaintorajat vastaavat arvoja jotka normaali taustakohina aiheuttaa. CIRCOM-ohjelma laskee myös pienempiä pitoisuuksia, mutta tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Lisäksi on huomioitava mahdollisten epäpuhtauksien haitat.

Havaintorajoihin vaikuttaa lisäksi CIRCOM-ohjelman kyky laskea pieniä pitoisuuksia. Koska ohjelma tarkastelee jokaista yhdistettä erikseen, vaikuttavat kalibrointipitoisuuksien suuruudet ja absorptiovöiden rakenteet eri tavalla eri yhdisteillä.

Pienten pitoisuuksien tarkastelua haittaa, jos nollaviivan ja pienimmän kalibrointipitoisuuden välinen ero on suuri. Tämä selittää osaltaan korkean CO₂:n havaintorajan. Matalin kalibrointipitoisuus CO₂:lle oli 8000 ppm. Asia on huomioitu havaintorajoja arvioitaessa. Vastaava ilmiö on muilla yhdisteillä pienemmässä mittakaavassa.

Samantapainen ongelma syntyy erittäin suurilla pitoisuuksilla. Suurimman kalibrointipitoisuuden yläpuolella CIRCOM-ohjelma joutuu käyttämään pienillä pitoisuuksilla tehtyjä kalibrointispektrejä. CH₄:n arvoihin voidaan luottaa (vrt. taulukko 1), vaikka useissa mittauksissa CH₄:n pitoisuus on suurempi kuin sen suurin kalibrointipitoisuus. Vaikeudet syntyvät huomattavasti suurimman kalibrointipitoisuuden yläpuolella.

 NO_2 :n matala havaintoraja selittyy sillä, että CIRCOM-ohjelman tarkastelema absorptiovyö on erittäin voimakas. Lisäksi NO_2 :n kalibrointipitoisuudet voitiin tehdä pienille pitoisuuksille (taulukko 1).

6.2. CIRCOM-ohjelma ja kalibrointispektrit

Aina ei ollut paras ratkaisu syöttää CIRCOM-ohjelmaan yhdisteen voimakkaimman vyön sijaintia, vaan jokainen yhdiste oli tutkittava erikseen ja valittava sopivin absorptiovyö. Yhdisteiden aaltolukualueet ovat usein päällekkäin, ja jos jotain yhdistettä on vain pieniä pitoisuuksia, ei sen havaitseminen muiden alta saata onnistua. Lisäksi on otettava huomioon vesihöyryn esiintymisen mahdollisuus.

 C_2H_2 :n voimakkaimman absorptiovyön sijainti on 729 cm⁻¹, mutta se jää pahasti CO_2 :n vyön alle. CIRCOM-ohjelmassa voitiin käyttää absorptiovyötä 3287 cm⁻¹, jota ei muiden yhdisteiden vyöt häiritse. Erittäin runsas vesihöyryn määrä saattaa haitata C_2H_2 :n tarkastelua.

 C_2H_4 :n tarkasteluun sopii hyvin sen voimakkain vyö 949 cm⁻¹, koska lähellä ei ole haittaavia yhdisteitä. Samalta alueelta löytyy voimakas NH3:n vyö, mutta kyseistä yhdistettä ei mittauksissa esiintynyt. NH3 ja C_2H_4 pystytään hyvin erottamaan toisistaan. Korkeat CO_2 :n pitoisuudet saattavat haitata.

 C_2H_6 :n tarkasteluun sopii alue 3085-2830 cm $^{-1}$, jossa on osaksi sen voimakkain vyö ja useita heikompia vöitä. Voimakkaimman absorptiovyön kanssa on osittain päällekkäin C_2H_4 :n ja CH_4 :n vyöt. C_2H_4 rajattiin pois, joten se ei voi haitata analysointia. CH_4 :n vyö on osaksi alueella , mutta se ei vaikuta C_2H_6 :n tarkasteluun; CIRCOM-ohjelma pystyy erottamaan C_2H_6 :lle ominaiset piirteet. C_2H_6 :n absorptiovyön rakenne poikkeaa merkittävästi CH_4 :n absorptiovyön rakenteesta, joten tulkintaongelmia ei ole, ellei CH_4 :n pitoisuus ole erittäin korkea.

Edellä mainittu CH_4 :n absorptiovyö ei sovellu pitoisuustarkasteluun, koska C_2H_6 ja C_2H_4 peittävät vyön pahasti. C_2H_4 :ta ei voi rajata pois, koska tutkittava alue jää tällöin liian pieneksi. CH_4 :n toinen voimakas absorptiovyö on alueella 1380-1210 cm $^{-1}$. Tällä alueella on myös C_2H_2 :n vyö, mutta se ei ole liian voimakas. Siitä on haittaa, jos C_2H_2 :n pitoisuus on korkea. Vesihöyryn esiintyminen spektrissä haittaa kyseisen CH_4 :n absorptiovyön tarkastelua. Pölyvirtausuunilla tehdyissä kokeissa havaitut SO_2 :n ja N_2O :n absorptiovyöt sijaitsevat samalla alueella. Jos CH_4 :n pitoisuus on pieni, saattaa CIRCOM-ohjelma laskea mahdollisista SO_2 :n piikeistä CH_4 :n pitoisuutta. Tässä tutkimuksessa käsitellyistä yhdisteistä on CH_4 hankalin kalibroida, koska vesihöyryn lisäksi monet muut yhdisteet haittaavat sen tarkastelua.

CO:n ainoan voimakkaan absorptiovyön sijainti on 2143 cm $^{-1}$. Se on voimakkaan CO₂:n vyön vieressä ja yksi keskivahva CO₂:n vyö on osaksi CO:n kanssa päällekkäin. Tämän takia CO:n kalibrointialuetta oli rajattava runsaasti, jotta CO₂ ei haittaisi tarkastelua.

Kaikkein eniten tarkasteluun sopivia vöitä löytyy CO_2 :lta, joten CIRCOM-ohjelmaan voitiin syöttää kaksi aaltolukualuetta: 3646-3540 cm $^{-1}$ ja 700-580 cm $^{-1}$. Ensiksi mainittua saattaa runsas vesihöyry haitata. Jälkimmäisen absorptiovyön kanssa on osaksi päällekkäin muutama muu yhdiste (C_2H_2 ja HCN). Rajaamalla alue sopivasti saadaan tarkastelu luotettavaksi. Kaikkein voimakkainta CO_2 :n vyötä ei voitu käyttää, koska käytetyt pitoisuudet levittivät vyötä voimakkaasti.

NO:n absorptiovyön sijainti on 1876 cm $^{-1}$. Se sijaitsee voimakkaalla vesihöyryn absorptioalueella. Vyön kanssa on osaksi päällekkäin C_2H_4 :n absorptiovyö, mutta normaalisti siitä ei ole haittaa; ainoastaan korkea C_2H_4 :n pitoisuus haittaa NO:n tarkastelua. Lisäksi CIRCOM-ohjelma pystyy erottamaan NO:n ja C_2H_4 :n rakenteet helposti toisistaan.

Vesihöyryn esiintyminen näkyy kaikkein herkimmin NO₂:n pitoisuuksissa. NO₂:n absorptiovyö sijaitsee keskellä voimakasta vesihöyryn absorptioaluetta. Vesihöyryn poistamisen jälkeen NO₂:n pitoisuudet saadaan luotettavasti, koska ylimääräisiä yhdisteitä ei ole samalla alueella.

Vesihöyryn lisäksi CO_2 haittaa useiden yhdisteiden tarkastelua. Poistamalla CO_2 savukaasusta voidaan CO:n havaintorajaa parantaa, koska kalibrointialuetta voidaan levittää koko CO:n vyön alueelle. $C_2H_2:n$ voimakkain vyö voidaan ottaa tarkasteluun, jos CO_2 voidaan poistaa. Lisäksi peittyy mm. HCN:n voimakkain vyö $CO_2:n$ alle. HCN:n kalibrointikaasua ei ollut vapaasti saatavissa, koska se on erittäin myrkyllinen kaasu.

CIRCOM-ohjelma kalibroitiin jokaiselle yhdisteelle erikseen. Periaatteessa olisi mahdollista kalibroida useampi yhdiste samalla kertaa. Suurin hankaluus on siinä, että absorptiovyöt ovat usein päällekkäin ja CIRCOM-ohjelma joutuu erittelemään vyöt toisistaan. Tietysti voisi kalibroida samanaikaisesti kaksi yhdistettä (esim. NO ja NO₂), joiden absorptiovyöt eivät ole päällekkäin. Tällainen vaihtoehto hidastaa laskutoimitusta, koska CIRCOM-ohjelma joutuu käsittelemään useampaa kalibrointispektriä.

Kalibrointialueiden huolellisen valinnan lisäksi CIRCOM-ohjelman luotettavuuteen vaikuttavat kalibrointispektrien oikeat
pitoisuustiedot ja spektrien määrä. Jokainen kalibrointispektri
vaikuttaa ohjelmaan, joten yksikin väärä pitoisuus voi merkitä
paljon. Suurimmat virheet voidaan korjata CIRCOM-ohjelman
avulla. Ohjelman luotettavuus on parempi, jos kalibrointispektrejä ja -pitoisuuksia on useita. Kalibraatiot on tehtävä
erittäin huolellisesti ja riittävän laajalla pitoisuusalueella
(katettava koko mittauksissa esiintyvä alue).

Kun kalibrointispektrit tehdään kuvan 7 mukaisen kytkennän avulla, pitoisuuksiin vaikuttavat rotametrit, spektrometrin omat virherajat ja virtausvoimakkuus. Vertailemalla kalibrointispektrien tunnettuja pitoisuuksia ohjelman laskemiin arvoihin voidaan määritellä virheraja pitoisuuksille: 5-10 % . Virhe-

mahdollisuus vaihtelee yhdisteen mukaan ja se riippuu myös pitoisuudesta siten, että pienillä pitoisuuksilla se on suurempi.

6.3. Mittauksista

Näytteen syttyminen näkyvään liekkiin havaittiin nopeasti spektrissä. Suurimman viipymän aiheuttaa hidas diffuusio kyvetissä, jolloin pitoisuuskäyriin ei voi tulla teräviä kulmia ja piikkejä. Käyriä pyöristää lisäksi se, että spektrit voitiin mitata 15-18 sekunnin välein.

Spektrejä saadaan useammin, jos resoluutiota huononnetaan, mutta tällöin spektrin sisältämä tietomäärä heikkenee. Spektrin mittaaminen ei kestä 15 sekuntia, vaan lähes koko aika kuluu spektrin tallentamiseen tietokoneen muistiin.

Merkittävän viipymän aiheutti virtausvoimakkuus (10 l/min tai 20 l/min). Kyvetin tilavuus 5,4 litraa on ehkä liian suuri, jos pitoisuuden muutokset halutaan mahdollisimman nopeasti. Jos vastaava optinen pituus saadaan tilavuudeltaan pienemmässä kyvetissä, voidaan pitoisuuden muutosten tarkastelua parantaa.

Tehokkaamman pumpun (20 1/min) käyttö nopeutti muutosten havaitsemista. Suurempi virtausvoimakkuus huomioi paremmin jyrkät muutokset. Tosin erot ovat pieniä tässä tutkimuksessa käytetyillä pumpuilla, koska pumppujen voimakkuudet eivät ratkaisevasti vaikuttaneet muutosten havaitsemisnopeuteen.

Pölyvirtausuunilla tehdyissä kokeissa pyrittiin saamaan vaakasuora taso pitoisuuskäyriin, joten viipymällä ei ollut merkitystä. Tärkeätä oli vaakasuoran alueen syntyminen, koska happipitoisuus ja konversio lasketaan tältä alueelta.

7. YHTEENVETO

Tutkimuksen tuloksena saatiin FTIR-spektrometristä jatkuvatoiminen analysaattori kahdeksalle kaasulle (CO_2 , CO, C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , CH_4 , NO ja NO_2). Sen tekniikka mahdollistaa IR-spektrin nopean mittaamisen ja käsittelyn.

Merkittävä apu pitoisuustutkimuksessa on CIRCOM-ohjelma, joka kalibrointispektrien avulla laskee tuntemattomista näytteistä pitoisuudet. Ilman CIRCOM-ohjelmaa pitoisuudet on määritettävä absorptiolakien ja -kertoimien avulla. Työ on varsin hidasta ja hankalaa, koska kertoimet ovat jokaiselle aaltoluvulle erilaiset.

Periaatteesa pitoisuuksien mittaus FTIR-laitteistolla ja spektrin analyysi CIRCOM-ohjelmalla ei vaadi paljoa asiantuntemusta. Spektriä on kuitenkin osattava "lukea". Spektristä voi nähdä milloin vesihöyry haittaa jonkin yhdisteen tarkastelua. Lisäksi on huomattava jonkin yhdisteen suuret pitoisuudet, jolloin sen absorptiovyöt leviävät muiden vöiden päälle. Pitoisuusmittausten tekijän on tiedettävä vöiden paikat ja mahdolliset haittatekijät. Lisäksi on hallittava mittausolojen (lämpötila, paine) vaihtelujen aiheuttamat muutokset.

LÄHDEKIRJALLISUUTTA

- [He50] Herzberg G., Molecular Spectra and Molecular Structure I, Spectra of Diatomic Molecules, D van Nostrand Company, Inc., New York 1950
- [He45] Herzberg G., Molecular Spectra and Molecular Structure II, Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules, D van Nostrand Company, Inc., New York 1945
- [He66] Herzberg G., Molecular Spectra and Molecular Structure III, Electronic Spectra of Polyatomic Molecules, D van Nostrand Company, Inc., New York 1966
- [Bi69] Bingel W.A., <u>Theory of Molecular Spectra</u>, John Wiley & Sons Ltd., Verlag Chemie, 1969
- [Ba66] Banwell C.N., <u>Fundamentals of Molecular Spectroscopy</u>, McGraw-Hill Publishing Company Limited, London 1966
- [Pe59] Penner S.S., <u>Quantitative Molecular Spectroscopy and</u>
 <u>Gas Emissivities</u>, Addison Wesley, Inc., Massachusetts,
 1959
- [Te84] Teknillisten tieteiden Akatemia, <u>Instrumenttianaly-</u>
 <u>tiikka</u>, osa 7, Optinen ja magneettinen spektroskopia,
 Gummerus 1984
- [Sm79] Smith A.L., <u>Applied Infrared Spectroscopy</u>, John Wiley & Sons, New York, 1979
- [Ja82] Janatuinen T., <u>Savukaasupitoisuuksien optinen mittaus</u> <u>infrapuna-alueella</u>, lis.työ, TKK, Otaniemi 1982

- [Hu69] Hudson Jr. R.D., <u>Infrared System Engineering</u>, John Wiley & Sons, Inc., New York 1969
- [Mu81] Murto J., <u>Infrapunaspektrometria</u>, Helsingin yliopisto, fysikaalisen kemian laitos, moniste no:4, 1981
- [Vo84] Voorhees K.J., <u>Analytical Pyrolysis Techniques and</u>
 <u>Applications</u>, Butterworths 1984
- [Co77] Cole A.R.H., <u>Tables of Wavenumbers for the Calibration</u>
 of Infrared Spectrometers, I.U.P.A.C., Commission on
 Molecular Structure and Spectroscopy, Second ed., 1977
- [Fo85] Fox R.W., McDonald A.T., <u>Introduction to Fluid</u>
 Mechanics, John Wiley & Sons, Inc., 1985
- [Su86] Sunila P.J., "Fourier-infrapunaspektrometrin käyttö analyyttisessä laboratoriossa." Kemia-Kemi n:o 1, 7-10, 1986
- [Ba62] Baumann R.P., <u>Absorption Spectroscopy</u>, John Wiley & Sons, New York, 1962
- [Gr84] Gronholz J., Herres W., Understanding FT-IR
 Data Processing, Reprint Vols. 1(84),
 Dr Alfred Huethig Publishers
- [Gr85] Gronholz J., Herres W., Understanding FT-IR
 Data Processing, Reprint Vols. 3(85),
 Dr Alfred Huethig Publishers
- [P-E] Spektrometrin manuaalit '

SYMBOLILUETTELO

Tr

```
Α
        = absorbanssi
        = absorptiviteetti
a
        = pvörimisvakio
В
        = pyörimisvakio jäykän pyörijän approksimaatiossa
Be
        = pyörimisvakio pyörimis-värähtelytilojen energian
B_{v}
          lausekkeessa.
        = säteilyn läpäisemä matka [m]
b
С
        = konsentraatio [ppm]; ppm on miljoonasosa kaasutila-
          vuudesta
        = valon nopeus = 2,9979 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}
С
        = pyörimisvakio
D
        = pyörimisvakio jäykän pyörijän approksimaatiossa
D_{\mathbf{c}}
        = pyörimisvakio pyörimis-värähtelytilojen energian
D_{xx}
          lausekkeessa
        = molekyylin elektroniverhon energia [J]
Eے
        = molekyylin pyörimisliikkeen energia [J]
Er
        = molekyylin ytimien värähdysliikkeen energia [J]
\mathbf{E}_{\mathbf{v}}
        = molekyylin pyörimisliikkeen energia [cm<sup>-1</sup>]
F(J)
        = pvörimisenergia [cm^{-1}]
F_{xy}(J)
        = värähtelyenergia [cm<sup>-1</sup>]
G(v)
        = Planckin vakio = 6,6256 \times 10^{-34} Js
h
        = molekyylin hitausmomentti [kg m<sup>2</sup>]
Ι
        = ainekerroksen läpäisseen säteilyn voimakkuus [W/m<sup>2</sup>]
Ιı
I(x)
        = interferogrammi
        = alkuperäisen säteilyn voimakkuus [W/m<sup>2</sup>]
Io
        = pyörimiskvanttiluku
J
        = absorptiomatka [m]
1
        = paine [Nm^{-2}]
р
        = virtausvoimakkuus [1/min]
Q
        = integroitu absorptiokerroin [cm<sup>-2</sup>atm<sup>-1</sup>]
S
        = monokromaattisen viivan intensiteetti aaltoluvulla v
S (V)
        = lämpötila [°C]
Т
        = transmittanssi
```

 $T(v, J) = py \ddot{o} rimis - v \ddot{a} r \ddot{a} h t elytilojen energia [cm⁻¹]$

v = värähdyskvanttiluku

 $w = v\ddot{a}r\ddot{a}htelytaajuus [cm^{-1}]$

 w_e = vakio harmonisen värähtelijän värähtelyenergian

lausekkeessa

 $w_e x_e$ = vakio harmonisen värähtelijän värähtelyenergian

lausekkeessa

 $w_e y_e$ = vakio harmonisen värähtelijän värähtelyenergian

lausekkeessa

 β_{e} = vakio pyörimis-värähtelytilijen energian lausekkeessa

 ξ = molaarinen absorptiokerroin

 λ = aallonpituus [μ m] ν = aaltoluku [cm⁻¹]

 v_{kl} = klassillinen värähtelytaajuus [s⁻¹]

LIITTEET

Liitteet 1-9:

20 metrin kyvetillä termovaa'asta mitattuja pitoisuuksia ajan funktiona. Lisäksi kuvissa on massan ja massan derivaatan käyrät.

Liitteet 10-19:


20 metrin kyvetillä pölyvirtausuunista mitattuja pitoisuuksia ajan funktiona.


Liitteet 20-22:


Kokeiden aikana mitattuja spektrejä. Kuviin on merkitty aika, jolloin kyseinen spektri on mitattu. Lisäksi kuviin on merkitty havaittujen yhdisteiden absorptiovöiden paikat.


Liitteet 23-24:


Käytettyjen polttolaitteiden rakenteet.
























































LIITE 20: Koe 1.2. Kokeen aikana mitattuja spektrejä.



LIITE 21: Koe 1.5. Kokeen aikana mitattuja spektrejä.





LIITE 22: Koe 1.6. Kokeen aikana mitattuja spektrejä



MODIFICITU TERMOVAAKA

Tutkimuslaitetta käytetään jauhetun polttoaineen ja yksittäisten partikkelien palamisen tutkimukseen.





LAITTEISTOKOKONAISUUS

14 = Vaaka + konvertteri 15 = Tietokone HP 9845

16 = HP-IB-väylä

17 = Data-logger HP 3497

20 = Vastuksen säädin

21 = Vastus 3 kW

UUNIOSA: Tärkeimmät osat

Savukaasun näytteenotto jatkuvatoimisiin analysaattoreihin (CO, CO₂, NO, NO₂, SO₂, kokonaishiilivedyt, kiintoaine)

14 = Tietokoneohjattu vastuksen säädin

15 Vaaka

16 Pystysuoraan liikkuva uuni

19 Kvartsiputki

20 Lämpölasiputki


Lämpötilan ohjelmointipiste Virtausmittarit (4) 21

23 =

25 = Kaasun kuivaus

29 = Sekoitus

33 = Lämmitysvastus



Kotimaisten polttoaineiden laboratorion pölyvirtausreaktorin rakenne.

- 1 = palamiskaasujen tulo
- 2 = massavirtausmittari ilmalle
- 3 = massavirtausmittari typelle
- 4 = esilämmitin (20-900 C)
- 5 = näytteensyöttötyppi
- 6 = Malvern näytteensyötin
- 7 = kvartsinen reaktoriputki
- $1 = 2000 \text{mm}, \emptyset = 100 \text{ mm}$
- 8 = eristys, jossa näköaukko
- 9 = pienet imupyrometrit
- 10 = liikuteltava vesi- ja typpijäähdytetty näytteenotin

- 11 = typpi näytteenottimeen
- 12 = lasisykloni
- 13 = suodatin
- 14 = rotametri
- 15 = pumppu
- 16 = lisäträpit ja näytteenjako
- 17 = Perkin-Elmer 1760 FT-IR spektrometri
- 18 = Jatkuvatoimiset analysaattorit: CO₂, CO,
- O₂, NO, NO₂ ja SO₂ 19 = Data-logger HP 3497
- 20 = Tietokone HP 9845